

3-Point Products,[®] Inc.



Användarinstruktioner - Svenska (SV)



www.3pp-eifu.com



Beskrivning: 3pp[®] Buddy Loop[®] stöder och skyddar skadade fingrar.

Avsedd användning: En flexibel enhet designad för att säkra ett skadat finger mot ett intilliggande finger för skydd, för att hålla dem uträtade, förenkla rörelser och hjälpa läkningen.



Försiktighetsåtgärder: Får ej användas på öppna sår. Enheten kan förorsaka hudirritation. Sluta använda den om irritation uppkommer. Kontakta sjukvården om irritationen kvarstår. Följ rengöringsriktlinjerna och använd en ren trasa regelbundet enligt ett schema. Diskutera med din läkare innan användning om du har diabetes eller reducerad cirkulation.

Direktiv: Hur man använder den



Var får man tag på den? Produkten tillverkas av nylon, Lycra® och skum. Materialen är latexfria. Tillgänglig i tre storlekar, förpackad i olika kvantiteter. Använd inte om enheten är skadad. Förvaras på en sval, torr plats.

Rengöring: Handtvätt och låt lufttorka regelbundet. Byt till en produkt vid behov allt efter förhållandena.

Omhändertagande: Produkten är avsedd att återanvändas på en och samma person flera gånger. Släng den om den uppvisar tecken på överdrivet slitage och byt ut den mot en ny produkt vid behov.


Dags att vända sig till sjukvården: Rådgör med sjukvårdspersonal om du upplever biverkningar inklusive hudreaktioner eller några förändringar.

Att observera för användare och/eller patient: I händelse av biverkningar relaterade till produkten, avlägsna den och rapportera in händelsen till distributören och respektive ansvarig myndighet i respektive medlemsstat där användaren är bosatt.

Distributörer: www.3pp-eifu.com/#distributors

Etikettsymboler: Alla symboler som används på produktetiketten eller i produktlitteraturen definieras i 3-Point Products symbollistan här: www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Austria
service@sallmann-medical.eu



Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug