

3-Point Products,® Inc.



CE

Användarinstruktioner - Svenska (SV)



www.3pp-eifu.com



Beskrivning 3pp® Toe Loop® stöder och skyddar skadade fingrar.

Avsedd användning: En flexibel enhet designad för att säkra ett skadat finger mot närliggande finger för skydd, för att hålla fingrarna raka, underlätta rörelse och läkning.



Försiktighetsåtgärder: Får ej användas på öppna sår. Enheten kan förorsaka hudirritation. Fortsatt användning kan medföra att irritation uppträder. Kontakta din läkare om irritation kvarstår. Följ rengöringsriktlinjerna och använd en ren trasa vid behov. Diskutera med läkare innan användning om du har diabetes eller reducerad cirkulation.

Direktiv: Hur man sätter på det



Smal 7/8" x 2 3/8" (2.2cm x 6.0cm)



Bred 1 1/4" x 4 1/4" (3.1cm x 10.8cm)



Hur får man tag på det Produkten tillverkas av nylon, Lycra® och skum. Materialen är latexfria. Tillgängliga i tre storlekar, förpackade i olika kvantiteter. Använd inte om skadade. Förvaras på sval, torr plats.

Rengöring: Handtvätt och låt lufttorka regelbundet. Använd en ny produkt vid behov beroende på förhållandena.

Omhändertagande: Produkten är avsedd att användas flera gånger på samma person. Släng det om tecken på överdrivet slitage och byt ut mot en ny vid behov.

Dags att rådfråga sjukvården: Rådfråga sjukvårdspersonal om biverkningar inklusive hudreaktion eller om ändrat status.

Att observera för användare och/eller patient: I händelse av biverkan relaterad till produkten, avlägsna den och rapportera händelsen till distributören och till respektive ansvarig myndighet i respektive medlemsstat där användaren är bosatt.


Distributörer: www.3pp-eifu.com/#distributors

Etikettsymboler: Alla symboler som används som produktetiketter eller i produktlitteraturen definieras i 3-Point Products symbolslistan här: www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.

118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com

+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH

Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Austria
service@sallmann-medical.eu



Swiss AR Services
GmbH

Industriestrasse 47
CH-6300 Zug